

Крышки для гепариновых капилляров

Наименование	<i>Крышки для гепариновых капилляров</i>
Предназначение	Предназначены для обеспечения хранения капиллярной крови совместно с гепариновыми капиллярами
Принцип работы	Обеспечивает хранение и транспортировку пробы
Фасовка	Крышки капилляров упакованы в пластиковый пакет по 200 шт.
Состав	Материал крышки – поливинилхлорид
Условия и сроки хранения	Сохраняет срок годности, указанный на упаковке, при условии хранения при температуре в диапазоне между 4° до 25° С.