

10322986

Крышки капилляров

Capillaries - Multicaps 100 µl x 500 pack

Наименование	<i>Крышки капилляров Capillaries - Multicaps 100 µl x 500 pack</i>
Предназначение	Предназначен для забора пробы капиллярной крови
Принцип работы	Обеспечивает забор, хранение и введение в газовый анализатор пробы
Фасовка	Капилляры упакованы в картонную цилиндрическую коробку по 500 шт.
Состав	Материал трубок – поливинилхлорид, внутри каждый капилляр содержит 9 МЕ Литиевого Гепарина
Условия и сроки хранения	Сохраняет срок годности, указанный на упаковке, при условии хранения при температуре в диапазоне между 15° до 25° С.

Процедура.

Используется с любыми газовыми анализаторами в соответствии с инструкцией пользователя